

Structure en métal époxy avec plateau de marche en bois avec revêtement antidérapant et utiles rampes d'accès. Mains courantes en forme anatomique en métal époxy réglables en hauteur et en largeur avec un système télescopique. Les boutons étoile empêchent tout dévissage et mouvement des mains courantes pendant l'utilisation.

**CODE 131130**  
**BARRES PARALLÈLES 4 MT AVEC MAINS COURANTES EN MÉTAL**



**FISIOTECH SRL**

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur main courante	4 mt
Longueur base	4 mt
Largeur base	70 cm
Largeur plateau de marche	59 cm
Hauteur mains courantes	65 – 100 cm
Largeur entre mains courantes	40 – 80 cm
Charge maximale de chaque main courante	135 kg

Système de réglage hauteur mains courantes



### FISIOTECH SRL




**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS

Code	Description	
131200	<p><b>STABILISATEUR</b> Le stabilisateur peut être utilisé sur toutes les barres parallèles avec plateau de marche pour un majeur soutien au patient pendant la marche. Le stabilisateur est livré avec quatre fins de course à placer sur les extrémités des mains courantes et platine de jonction nécessaire en cas d'achat d'un second stabilisateur pour faciliter l'inversion du sens de la marche.</p>	
131221	<p><b>OBSTACLES</b> Jeu d'obstacles/séparateurs magnétiques. Composé par 8 obstacles en bois vernis. Ils peuvent être placés sur le plateau de marche des barres parallèles pour créer de parcours spécifiques de rééducation. Dimensions : 65x13x1,5 cm</p>	
131230	<p><b>PARCOURS CONCAVE CONVEXE</b> Plateaux qui peuvent être placés sur le plateau de marche pour créer de parcours spécifiques de rééducation. Dimensions : 290x46x8,5 cm</p>	


### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

Code	Description	
131250	<p><b>PLATEAU AVEC SÉPARATEURS</b> Plateau qui peut être placé sur le plateau de marche pour créer de parcours spécifiques de rééducation.</p> <p>Dans les compartiments on peut placer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code 131260 Sachets de sable pour entraînement motricité dimensions : 38x20 cm</li> <li>• Code 131270 Sachets en PVC pour entraînement motricité dimensions : 38x20 cm</li> <li>• Code 131280 Rouleaux en bois diamètre 3 cm longueur 20 cm</li> <li>• Code 131290 Bâtonnets en bois diamètre 1 cm longueur 20 cm.</li> </ul>	

**FISIOTECH SRL**

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956