

La série Fisiotek comprend de dispositifs pour la rééducation passive des membres inférieurs.
Utilisés pour récupérer le mouvement des articulations et pour les pathologies traitées.



MODÈLE	code
Fisiotek 3000GS	134010
Fisiotek 3000TS	134020

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mobilisation de la hanche et du genou
 Mobilisation de la cheville
 Utilisation de la carte mémoire
 Contrôle vitesse en flexion et extension
 Contrôle temps de travail
 Contrôle force
 Augmentation automatique extension
 Augmentation automatique flexion
 Pause en extension
 Pause en flexion
 Cycles d'échauffement
 Appui pied réglable
 Amplitude mouvement genou
 Amplitude mouvement cheville
 Amplitude mouvement hanche
 Limite pour augmentation automatique en extension
 Limite pour augmentation automatique en flexion
 Répétitions à la limite de l'extension
 Répétitions à la limite de la flexion

FISIOTEK 3000GS

FISIOTEK 3000TS

✓	✓
-	✓
-	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	-
-10° ÷ 120°	0° ÷ 110°
-	-20° ÷ 0° ÷ 40°
7° ÷ 115°	7° ÷ 115°
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotek.com - pec : fisiotek@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS

Code 134030 CLAVIER DE PROGRAMMATION AMOVIBLE

Grâce à son écran graphique et facile à utiliser, ce clavier permet une complète et simple programmation du dispositif. Avec symboles graphiques très clairs.



Code 134040 GUÉRIDON

Simple et pratique, avec supports antidérapants pour le Fisiotek et étagère.



Code 134050 RALLONGE POUR MEMBRES PLUS COURTS DE 72 CM

Cet accessoire peut être utilisé seulement sur les modèles FISIOTEK 3000 TS. Il permet la rééducation d'une jambe avec une longueur entre 61 et 72 cm pour une excursion de 0° à 110°. Avec cet accessoire on peut arriver à une flexion de 135° dans une jambe longue entre 72 et 100 cm.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956