



Le Physio Roll naît de l'union de deux balles pour créer un outil qui permet une extrême variété d'utilisation et a en plus une majeure stabilité que les balles classiques. Physio Roll est utilisé dans le secteur kinésithérapeutique et est idéal pour ceux qui ont problèmes de coordination ou d'équilibre, handicaps, pour les personnes âgées et pour les écoles maternelles.
Dispositif médical 93/42 CEE



MODÈLES - DIMENSIONS

Diamètre	Longueur	Coloris	Code
30 cm	50 cm	Bleu	141071
40 cm	65 cm	Rouge	141072
55 cm	90 cm	Jaune	141073
70 cm	115 cm	Bleu	141074
85 cm	130 cm	Rouge	141075

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale testée	300 kg

FISIOTECH SRL



Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS

Code	Description	
141160	Pompe à aiguille avec extension flexible	
141161	Pompe à main, idéale pour gonfler ballons moyens et grands.	

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956