


Structure en métal époxy avec plateau de marche en bois avec revêtement antidérapant et utiles rampes d'accès. Mains courantes en forme anatomique en métal époxy réglables en hauteur avec un système télescopique. Les boutons étoile empêchent tout dévissage et mouvement des mains courantes pendant l'utilisation.

CODE 131150
BARRES PARALLÈLES EN ANGLE AVEC MAINS COURANTES EN MÉTAL



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur mains courantes	65 – 100 cm
Largeur plateau de marche	59 cm
Largeur base	70 cm
Longueur des deux plateaux de marche	200-270 cm
Charge maximale de chaque main courante	135 kg

Système de réglage hauteur mains courantes



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS

Code	Description	
131200	<p>STABILISATEUR Le stabilisateur peut être utilisé sur toutes les barres parallèles avec plateau de marche pour un majeur soutien au patient pendant la marche. Le stabilisateur est livré avec quatre fins de course à placer sur les extrémités des mains courantes et platine de jonction nécessaire en cas d'achat d'un second stabilisateur pour faciliter l'inversion du sens de la marche.</p>	
131221	<p>OBSTACLES Jeu d'obstacles/séparateurs magnétiques. Composé par 8 obstacles en bois vernis. Ils peuvent être placés sur le plateau de marche des barres parallèles pour créer de parcours spécifiques de rééducation. Dimensions : 65x13x1,5 cm</p>	

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956