

**Canne anglaise en alliage léger verni gris.
Appuie-bras fixe en matériel thermoplastique.
Poignée en plastique avec réflecteur et embouts en
caoutchouc antidérapants et antitâches. 1 paire.**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CANNES ANGLAISES CODE 171010

Hauteur min/max sol/poignée	68,5 - 91 cm
Hauteur poignée/appui bras	24 cm
Poids	0,45 kg
Charge maximale	150 kg

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956