


Coussins cales de plusieurs dimensions.
Rembourrement en mousse de polyuréthane densité 30 kg/m³, classe italienne résistance au feu : 1 IM (la meilleure). Sellerie en simili cuir lavable, classe italienne résistance au feu : 1 IM. Le coussin a une fermeture éclair et la sellerie peut être enlevée. Coloris assortis. Si le coussin doit être associé à une table pour examen ou traitement, on peut choisir le même coloris.



**MODÈLES – DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

L	P	H	Code
35 cm	35 cm	10 cm	145402
25 cm	25 cm	10 cm	145403
45 cm	60 cm	15 cm	145404
60 cm	60 cm	15 cm	145405
60 cm	60 cm	30 cm	145406
45 cm	45 cm	15 cm	145408

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit mousse de polyuréthane
 Classe réaction au feu 1 IM (la meilleure)
 Densité rembourrement 30 kg/m³
 Hauteur rembourrement 40 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITAUE						
Caratteristiche Caractéristiques		Norma	Norme	Unita' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		100% PVC				
Resistenza a trazione	Long. Chaîne	UNI EN ISO 1421		N/5cm	300	minimo minimum
Résistance traction	Trasv. Trame			N/5cm	200	minimo minimum
Allungamento a rottura	Long. Chaîne	UNI EN ISO 1421		%	40	minimo minimum
Résistance allongement	Trasv. Trame			%	145	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione	Long. Chaîne	UNI EN ISO 4674 meth.B		N	20	minimo minimum
Résistance déchirure	Trasv. Trame			N	15	minimo minimum
Solidità allo sfregamento	UNI EN ISO 105-X12 : 2003		Secco/ Sec	4		
Tenue couleur frottement	Scala dei grigi / Échelle des gris		Umido / Humide	4		
Martindale	EN 13520 : ISO 12947		100.000			
	EN 13520 : ISO 12947					
Classe ignifugo Normes non feu	UNI 9175-CLASSE 1IM		ISO 3795	BS 5852	FMVSS 302	
	UNI EN 1021-1/2		TB 117			
Formaldeide Formaldéhyde			EXEMPT			
Lavaggi Entretien	Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)					

NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956