



Coussins en forme cubique de plusieurs dimensions. Rembourrement en mousse de polyuréthane densité 30 kg/m<sup>3</sup>, classe italienne résistance au feu : 1 IM (la meilleure). Sellerie en simili cuir lavable, classe italienne résistance au feu : 1 IM. Le coussin a une fermeture éclair et la sellerie peut être enlevée. Coloris assortis. Si le coussin doit être associé à une table pour examen ou traitement, on peut choisir le même coloris.



## MODÈLES – DIMENSIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>L</b>	<b>P</b>	<b>h</b>	<b>Code</b>
40 cm	40 cm	40 cm	145301
30 cm	30 cm	30 cm	145302

### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m <sup>3</sup>
Hauteur rembourrement	40 mm



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITAUE					
Caratteristiche Caractéristiques	Norma	Norme	Unità' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé			<b>100% PVC</b>		
Resistenza a trazione ----- Résistance traction	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	N/5cm	<b>300</b>	minimo minimum
Allungamento a rottura ----- Résistance allongement	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame		%	<b>40</b>	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione ----- Résistance déchirure	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	<b>20</b>	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Tenue couleur frottement	UNI EN ISO 105-X12 : 2003		Secco/ Sec	<b>4</b>	
	Scala dei grigi / Échelle des gris		Umido / Humide	<b>4</b>	
Martindale	EN 13520 : ISO 12947		<b>100.000</b>		
	EN 13520 : ISO 12947				
Classe ignifugo Normes non feu	UNI 9175-CLASSE 1IM		ISO 3795	BS 5852	FMVSS 302
Formaldeide Formaldéhyde			<b>EXEMPT</b>		
Lavaggi Entretien	Superficie lavabile con acqua e sapone neutro <i>Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)</i>				

## NUANCIER

Veuillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



## FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956