


Coussins en forme cylindrique de plusieurs dimensions. Rembourrement en mousse de polyuréthane densité 30 kg/m<sup>3</sup>, classe italienne résistance au feu : 1 IM (la meilleure). Sellerie en simili cuir lavable, classe italienne résistance au feu : 1 IM. Le coussin a une fermeture éclair et la sellerie peut être enlevée. Coloris assortis. Si le coussin doit être associé à une table pour examen ou traitement, on peut choisir le même coloris.



## MODÈLES – DIMENSIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>L</b>	<b>Diamètre</b>	<b>Code</b>
20 cm	8 cm	145101
35 cm	15 cm	145102
50 cm	15 cm	145103
30 cm	30 cm	145104
50 cm	25 cm	145105
100 cm	25 cm	145106
100 cm	40 cm	145107
60 cm	30 cm	145108
120 cm	30 cm	145109

### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit mousse de polyuréthane  
 Classe réaction au feu 1 IM (la meilleure)  
 Densité rembourrement 30 kg/m<sup>3</sup>  
 Hauteur rembourrement 40 mm



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITAUE						
Caratteristiche Caractéristiques		Norma	Norme	Unita' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		<b>100% PVC</b>				
Resistenza a trazione	Long. Chaîne	UNI EN ISO 1421		N/5cm	<b>300</b>	minimo minimum
Résistance traction	Trasv. Trame			N/5cm	<b>200</b>	minimo minimum
Allungamento a rottura	Long. Chaîne	UNI EN ISO 1421		%	<b>40</b>	minimo minimum
Résistance allongement	Trasv. Trame			%	<b>145</b>	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione	Long. Chaîne	UNI EN ISO 4674 meth.B		N	<b>20</b>	minimo minimum
Résistance déchirure	Trasv. Trame			N	<b>15</b>	minimo minimum
Solidità allo sfregamento	UNI EN ISO 105-X12 : 2003		Secco/ Sec	<b>4</b>		
Tenue couleur frottement	Scala dei grigi / Échelle des gris		Umido / Humide	<b>4</b>		
Martindale	EN 13520 : ISO 12947		<b>100.000</b>			
	EN 13520 : ISO 12947					
Classe ignifugo Normes non feu	UNI 9175-CLASSE 1IM		ISO 3795	BS 5852	FMVSS 302	
			UNI EN 1021-1/2	TB 117		
Formaldeide Formaldéhyde			<b>EXEMPT</b>			
Lavaggi Entretien	<b>Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)</b>					

## NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



## FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956