


Coussins en forme de parallélépipède de plusieurs dimensions. Rembourrement en mousse de polyuréthane densité 30 kg/m<sup>3</sup>, classe italienne résistance au feu : 1 IM (la meilleure). Sellerie en simili cuir lavable, classe italienne résistance au feu : 1 IM. Le coussin a une fermeture éclair et la sellerie peut être enlevée. Coloris assortis. Si le coussin doit être associé à une table pour examen ou traitement, on peut choisir le même coloris.



## MODÈLES – DIMENSIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>Code</b>
20 cm	40 cm	10 cm	145501
25 cm	50 cm	25 cm	145502

### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit mousse de polyuréthane  
 Classe réaction au feu 1 IM (la meilleure)  
 Densité rembourrement 30 kg/m<sup>3</sup>  
 Hauteur rembourrement 40 mm




### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITAUE					
Caratteristiche Caractéristiques		Norma Norme	Unita' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		<b>100% PVC</b>			
Resistenza a trazione	Long. Chaîne	UNI EN ISO 1421	N/5cm	<b>300</b>	minimo minimum
Résistance traction	Trasv. Trame		N/5cm	<b>200</b>	minimo minimum
Allungamento a rottura	Long. Chaîne	UNI EN ISO 1421	%	<b>40</b>	minimo minimum
Résistance allongement	Trasv. Trame		%	<b>145</b>	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione	Long. Chaîne	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	<b>20</b>	minimo minimum
Résistance déchirure	Trasv. Trame		N	<b>15</b>	minimo minimum
Solidità allo sfregamento	UNI EN ISO 105-X12 : 2003		Secco/ Sec	<b>4</b>	
Tenue couleur frottement	Scala dei grigi / Échelle des gris		Umido / Humide	<b>4</b>	
Martindale	EN 13520 : ISO 12947		<b>100.000</b>		
	EN 13520 : ISO 12947				
Classe ignifugo Normes non feu	UNI 9175-CLASSE 1IM		ISO 3795	BS 5852	FMVSS 302
			UNI EN 1021-1/2	TB 117	
Formaldeide Formaldéhyde			<b>EXEMPT</b>		
Lavaggi Entretien	<b>Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)</b>				

### NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956