



Coussins trapèzes de plusieurs dimensions. Rembourrement en mousse de polyuréthane densité 30 kg/m³, classe italienne résistance au feu : 1 IM (la meilleure). Sellerie en simili cuir lavable, classe italienne résistance au feu : 1 IM. Le coussin a une fermeture éclair et la sellerie peut être enlevée. Coloris assortis. Si le coussin doit être associé à une table pour examen ou traitement, on peut choisir le même coloris.



MODÈLES – DIMENSIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L	P	h	Code
50 cm	40 cm	30 cm	145601
50 cm	40 cm	30-16 cm	145602

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m ³
Hauteur rembourrement	40 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITAUE					
Caratteristiche Caractéristiques	Norma	Norme	Unità' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		100% PVC			
Resistenza a trazione ----- Résistance traction	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
Allungamento a rottura ----- Résistance allongement	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione ----- Résistance déchirure	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Tenue couleur frottement		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Échelle des gris	Secco/ Sec	4	
			Umido / Humide	4	
Martindale		EN 13520 : ISO 12947 ----- EN 13520 : ISO 12947		100.000	
Classe ignifugo Normes non feu		UNI 9175-CLASSE 1IM ----- UNI EN 1021-1/2	ISO 3795 ----- TB 117	BS 5852 ----- FMVSS 302	
Formaldeide Formaldéhyde			EXEMPT		
Lavaggi Entretien		Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)			

NUANCIER

Veuillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956