

Déambulateur pliable grand en acier chromé avec 4 roulettes pivotantes dont 2 à freins. Avec supports axillaires réglables en hauteur.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉAMBULATEUR CODE 172110

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Hauteur                   | 78 - 95 cm   |
| Hauteur support axillaire | 112 - 145 cm |
| Longueur                  | 72 cm        |
| Largeur                   | 55 cm        |
| Dimension roulettes       | 8 cm         |
| Charge maximale           | 150 kg       |

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956