

Avec châssis en acier pour régler la hauteur et l'inclinaison de l'échelle, à fixer au mur avec chevilles. Montant en acier peint époxy et barreaux en hêtre évaporé, diamètre 30 mm dont 3 sont saillants latéralement. Plateau appuie-dos central en contreplaqué épaisseur 8 mm. Largeur 48 cm, avec embouts en caoutchouc. Hauteur 3 m.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Code
Echelle orthopédique droite	142100
Echelle orthopédique courbe	142110

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956