

Équipement de traction cervicale avec base, réglable en hauteur. Livré avec corde, fléau de suspension pour mentonnière, mentonnière en simili cuir et barre pour poids.

Unité de traction non incluse



MODÈLES - DIMENSIONS

Modèle	Largeur base	Longueur base	Hauteur réglable	Code
Avec barre pour poids	62 cm	62 cm	De 150 à 225 cm	136012
Pour unité de traction	62 cm	62 cm	De 150 à 225 cm	136013

FISIOTECH SRL





Operating headquarters: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Registered office: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

VAT number IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS

Code	Description	
136021	Mentonnière en simili cuir brun sombre	
136041	Disques en fonte 1 kg Charge maximale 8 kg.	
136052	Sangle à chevilles avec anneau	
136031	Sachet de sable avec œillet kg 0,5	
136032	Sachet de sable avec œillet kg 1	
136033	Sachet de sable avec œillet kg 2	
136034	Sachet de sable avec œillet kg 3	
136035	Sachet de sable avec œillet kg 4	
136036	Sachet de sable avec œillet kg 5	

FISIOTECH SRL

Operating headquarters: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Registered office: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

VAT number IT 03765100262 - Rea TV 296956