



Équipement de traction cervicale murale. Avec charge variable, livré avec corde, fléau de suspension pour mentonnière, mentonnière et barre pour poids.



Code produit	136011
---------------------	---------------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	80x30x4 cm
------------	------------

FISIOTECH SRL




Operating headquarters: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Registered office: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

VAT number IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS

Code	Description	
136021	Mentonnière en simili cuir brun sombre	
136041	Disques en fonte 1 kg Charge maximale 8 kg.	
136052	Sangle à chevilles avec anneau	
136031	Sachet de sable avec œillet kg 0,5	
136032	Sachet de sable avec œillet kg 1	
136033	Sachet de sable avec œillet kg 2	
136034	Sachet de sable avec œillet kg 3	
136035	Sachet de sable avec œillet kg 4	
136036	Sachet de sable avec œillet kg 5	

FISIOTECH SRL

Operating headquarters: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Registered office: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

VAT number IT 03765100262 - Rea TV 296956