

Espalier à 13 barreaux ovales en hêtre verni naturel. Montants en acier peint époxy avec système de fixation au mur. L'espalier est utilisé pour plusieurs exercices pour les articulations et la musculation, en particulier pour exercices de gymnastique de prévention et traitement du mal de dos. En plus, il est utilisé pour l'entraînement et la rééducation, l'étirement des articulations, les exercices de correction des problèmes liés à la mauvaise posture et les exercices de mouvement articulaire pour les enfants.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur	Largeur	Code
240 cm	90 cm	142010

FISIOTECH SRL



Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS

Code	Description	
142500	Appuie dos courbe, rembourré, sellerie en simili cuir noir lavable et non-feu. Dimensions : Hauteur 65 cm Largeur 40 cm - Profondeur 18 cm	
142510	Banc pour espalier coloris noir. Banc applicable à l'espalier. Plan rembourré et sellerie en simili cuir lavable et non-feu. Avec bande pour les pieds. Dimensions : Hauteur 180 cm – Largeur 30 cm	

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956