

Fauteuil pour la rééducation et les exercices des membres supérieurs et inférieurs. Le balancier peut être utilisé sur les deux côtés. Le poids/effort et le point d'utilisation peuvent être réglés singulièrement. Le dossier a une inclinaison de 0° à 90° avec vérin à gaz. Les jambes peuvent être immobilisées avec un système réglable avec rouleaux rembourrés. Les pieds peuvent être bloqués avec de sangles.

Livrés avec un jeu de disques max 14 kg.  
Coloris sellerie : Blue



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pieds réglables	4
Disques inclus	14 kg
Hauteur maximale dossier	150 cm
Hauteur	70 cm
Longueur	150 cm
Largeur	60 cm
Charge maximale	130 kg
Poids	85 kg

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit mousse de polyuréthane  
 Classe réaction au feu 1 IM (la meilleure)  
 Densité rembourrement 30 kg/m<sup>3</sup>  
 Hauteur rembourrement 40 mm



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITAUE					
Caratteristiche Caractéristiques	Norma	Norme	Unita' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		<b>100% PVC</b>			
Resistenza a trazione ----- Résistance traction	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	N/5cm	<b>300</b>	minimo minimum
Allungamento a rottura ----- Résistance allongement	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	%	<b>40</b>	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione ----- Résistance déchirure	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	<b>20</b>	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Tenue couleur frottement		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Échelle des gris	Secco/ Sec	<b>4</b>	
			Umido/ Humide	<b>4</b>	
Martindale		EN 13520 : ISO 12947		<b>100.000</b>	
		EN 13520 : ISO 12947			
Classe ignifugo Normes non feu	UNI 9175-CLASSE 1IM ISO 3795 UNI EN 1021-1/2		BS 5852 TB 117	FMVSS 302	
Formaldeide Formaldéhyde			<b>EXEMPT</b>		
Lavaggi Entretien	Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)				

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## DÉTAILS

L'extension du mouvement et le point d'utilisation sont réglables singulièrement.



Dossier réglable de 0° à 90° avec vérin à gaz.



Fauteuil livré avec un jeu de disques en fonte max 14 kg.



### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956