

Guéridons complètement démontables. Structure en tube d'acier traité avec poudre époxy avec 4 roulettes pivotantes. Étagères en contreplaqué avec revêtement sur les 4 bords. Les guéridons sont disponibles avec 2 ou 3 étagères et en deux dimensions différentes



MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles	Largeur	Profondeur	Hauteur	Ø roulettes	Code
Petit à deux étagères	43 cm	30 cm	70 cm	50 mm	164010
Petit à trois étagères	43 cm	30 cm	70 cm	50 mm	164020
Grand à deux étagères	60 cm	41 cm	70 cm	50 mm	164030
Grand à trois étagères	60 cm	41 cm	70 cm	50 mm	164040

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956