

Marchepieds avec structure en acier chromé et marches antidérapantes.



MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code	Description	Profondeur marche	Largeur marche	Hauteur première marche	Hauteur seconde marche	Charge maximale
162101	Un gradino	20 cm	38 cm	22 cm	-	150 kg
162102	Due gradini	20 cm	38 cm	22 cm	44 cm	150 kg

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956