

Le MOVIN'STEP peut être utilisé comme step pour activités cardiovasculaires à bas impact ou comme base mobile pour entraîner son équilibre et coordination. Une soupape permet de régler le débit d'air afin de choisir l'extension du mouvement. Il est utilisé dans le secteur du fitness pour d'exercices d'aérobic, d'équilibre et coordination et dans le secteur de la kinésithérapie pour les patients de n'importe quel âge. La boîte contient une brochure avec des exemples d'exercices.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code produit	133151
Longueur	35 cm
Largeur	35 cm
Hauteur	14 cm
Charge maximale recommandée	120 kg

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956