

Le pédalier est utilisé avec personnes avec de difficultés de mouvement et est utile pour rétablir la coordination et le tonus musculaire des membres inférieurs et supérieurs.

Coloris : NOIR



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Structure	Acier verni
Coloris	Noir
Pieds antidérapants	4
Pédales	Avec sangle d'immobilisation pieds
Friction	Réglable avec courroie
Longueur base	47 cm
Profondeur base	25,5 cm
Hauteur maximale	35 cm

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956