

**Dispositif professionnel avec cadran horloge, structure en métal verni et aluminium, estrade en caoutchouc non toxique, antidérapante. Avec pieds antidérapants.**



## MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code	Description	Dimensions de l'estrade	Dimension cadran	Division	Charge maximale
153010	Avec colonne	27x40x8.5 cm	Diamètre 18 cm	1000 g	150 kg
153020	Sans colonne	27x40x8.5 cm	Diamètre 18 cm	1000 g	150 kg

### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956