


Dispositif pour l'analyse plantaire des pieds.  
Structure en hêtre verni, appuie pieds en cristal avec double  
illumination latérale avec LED.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CODE 151010

Moyen de contrôle	Visif
Dimensions de la surface d'appui	44x39 cm
Dimensions	50x48x35 h cm
Charge maximale	135 kg
Illumination	LED
Surface en cristal tempéré avec diagramme épaisseur	12 mm
Miroir meulé	
Absorption LED	2 X 3 W
Classe isolement	1



- Alimentation 230V 50Hz
- I1 interrupteur bipolaire
- F1 et F2 fusibles 6,3 x 35, 500 mA
- L1 et L2 Absorption à LED 2 x 3 W

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956