


Code 135020

La poulie d'exercice double est un dispositif utile pour l'exécution de plusieurs exercices de renforcement et résistance musculaire soit pour les membres supérieurs que pour les membres inférieurs. Le dispositif doit être fixé au mur. Structure composée par deux poulies latérales et un appui dos rembourré avec sellerie non feu bleue.




Livré avec poignée, poulies et mousqueton.

Les exercices peuvent être faits assis ou debout et avec de charges limitées et qui peuvent changer avec l'utilisation de disques.

Les poulies peuvent être réglées dans n'importe quelle position tout le long de la structure.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET ACCESSOIRES FOURNIS

Hauteur	185 cm	
Largeur	102 cm	
Profondeur	28 cm	
Poignées	2	
Poulie	4	
Mousqueton	2	

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS

Code	Description	
136041	Disques en fonte 1 kg Charge maximale 8 kg.	
136052	Sangle à chevilles avec anneau	
137116	Esse	
136031	Sachet de sable avec œillet kg 0,5	
136032	Sachet de sable avec œillet kg 1	
136033	Sachet de sable avec œillet kg 2	
136034	Sachet de sable avec œillet kg 3	
136035	Sachet de sable avec œillet kg 4	
136036	Sachet de sable avec œillet kg 5	

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956