

Plateau pour entraînement de l'équilibre en bois avec revêtement antidérapant. Une balle hémisphérique qui peut être plus ou moins gonflée est liée au plateau avec du velcro. Il est particulièrement efficace dans la rééducation et est utilisé dans l'entraînement sportif et le renforcement des chevilles.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code	133090
Dimensions	Ø 37
Hauteur	18 cm
Charge maximale recommandée	120 kg

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956