



Appareil pour exercices de rééducation et de maintenance de l'épaule et du coude.

Composé par une structure en métal à fixer au mur et une roue réglable en hauteur pour s'adapter aux nécessités du patient ou de l'exercice.

Les exercices peuvent être faits assis ou debout.

Le thérapeute peut régler l'effort de l'exercice avec une progressive régulation de la friction.



MODÈLES DIMENSIONS – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code	135040
Hauteur	160 cm
Largeur	110 cm
Profondeur	30 cm
Poids	29 kg
Visserie (Chevilles et vis)	NON INCLUDE

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956