



Table **BOBATH 2** à deux plans réglable électriquement en hauteur. Table professionnelle de grande taille utilisée pour le traitement avec la méthode thérapeutique Bobath.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	2
Garde au sol	17 cm
Déport latéral	32 cm
Largeur	100 ou 120cm
Longueur	200 cm
Charge maximale, uniformément répartie	200 kg
Hauteur	52 - 80 cm
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée vérin	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive tête avec vérin à gaz	+60° 0°
Trou visage avec bouchon	non
Poids	70 kg



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

BOBATH2 MODÈLES

Description	Code
Bobath 2 pédale de commande. Largeur 100 cm. Réglage tête manuelle.	1113C14P1N
Bobath 2 pédale de commande. Largeur 120 cm. Réglage tête manuelle.	1113C15P1N

SYSTÈMES DE RÉGULATION DA LA HAUTEUR

Bobath 2 PLUS avec pédale de commande 24 V



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu 1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement 30 kg/m3
Hauteur rembourrement 40 mm



COLORIS SELLERIE

 Crème P1	 Gris clair G2	 Taupe P2	 Gris foncé G3	 Jaune G1
 Moutarde G4	 Orange A1	 Rouge R1	 Bordeaux B2	 Violet V4
 Bleu foncé B3	 Bleu B1	 Marron foncé M1	 Terre M2	 Vert V1
 Vert bois V2	 Vert feuillage V3	 Noir N1		

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE

CARACTÉRISTIQUE	NORME	U.d.M.	VALEURS
Résistance en traction	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	N	Longitudinal ≥ 210 Transversalement ≥ 90
Allongement à la rupture	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	%	Longitudinal ≥ 85 Transversalement ≥ 140
Détermination de la force de déchirure	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinal $\geq 2,5$ Transversalement $\geq 2,2$
Solidité des coloris au frottement	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	échelle de gris	Sec 4 Eau de javel 4/5 Alcool éthylique 3/4
Détermination de la résistance à l'usure: essai Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cycles	Méthode 1 (direct) 65.000 Méthode 2 (inverse) 210.000
Résistance au feu Classe combustibilité	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldéhyde libre ou Partiellement hydrolisable	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Phtalates	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arylamines	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non détectable
Nettoyage	Nettoyer avec un chiffon humide et savonneux. Rincer avec eau claire. Ne pas utiliser solvants, eau de javel et détergents chimiques ou spray de polissage.		
Caractéristiques particulières	Antibactérien Fongicide		
Composition	PVC plastifié 88% - Polyester 12%		

RESISTANCE AU FEU SELON LES NORMES:
IMO - 2010 FTP CODE Part 8
"Test pour meubles rembourrés"
par 7.2 BRÛLURE DE CIGARETTE EN
COMBUSTION LENTE
par 7.3 ESSAI AVEC FLAMME DE PROPANE
EN 1021-1: 2006 brûlure de cigarette en
combustion lente
EN 1021-2: 2006 flamme équivalente à celle
d'une allumette

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS SÉRIE BOBATH

Code 1213010 ROULETTES

Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table.

Ø 75 mm.



Code 1213030 PÉDALE DE COMMANDE DOUBLE

Donne la possibilité de régler la hauteur de la table de deux côtés.



Code 1210030 BARRIÈRES LATÉRALES

Barrières latérales pour une plus grande sécurité du patient pendant qu'il est sur la table. Elles peuvent être utilisées avec un simple mécanisme manuel.



Code 1213040 AIMANT DE SÉCURITÉ

Enlevant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

Code 1213050 CLIC DOUBLE AVEC AIMANT DE SÉCURITÉ

Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.



Code 1213060 PRISE SUISSE



Code 1213061 PRISE UK



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS GÉNÉRALES

Code 1210020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.

Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



Code 1210060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m ³
Hauteur rembourrement	40 mm



NUANCIER

Veuillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

FICHE TECHNIQUE HAPPY AE I

RESISTANCE A LA PENETRATION PAR LES FLUIDS CORPORELS (sang et urine)	0-20 kPa	ISO 16603: 2004	AUCUNE PENETRATION
RESISTENCE AU FEU DES MEUBLES REMBOURRES ESPOSES A UNE PETITE SOURCE D'ALLUMAGE		UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994	CLASSE 1.IM * article testé avec mousse densité 25 et 30 Kg/m3. Autres mousses peuvent avoir de résultats différents.
ESSAI DE BRULURE DE CIGARETTE EN COMBUSTION LENTE ESSAI AVEC FLAMME DE PROPANE		IMO - 2010 FTP CODE Part 8 "Test for upholstered furniture" par 7.2 - 7.3	REUSSI
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	ANTIBACTERIEN	FONGICIDE	
Contient les principes actifs biocides Tiabendazolo et Folpet pour aider à protéger la surface et à prévenir la dégradation causée par la prolifération microbienne (selon règlement UE n. 528/2012).			
NOTE : LES COULEURS PERLES NE SONT PAS ADAPTES POUR D'UTILISATIONS AVEC DE FROTTEMENTS INTENSIFS			
COMPOSITION	P.V.C. PLASTIFIE	88%	
	POLYESTER	12%	

NOTES POUR LE NETTOYAGE	Nettoyer avec un chiffon humide et savonneux. Rincer avec eau claire. Ne pas utiliser solvants, eau de javel et détergents chimiques ou spray de polissage.
ATTENTION	Normalement les couleurs claires de similicuir ne peuvent pas entrer en contact avec vêtements avec teintures non fixées (jean et dérivés) pour éviter tâches ou auréoles qui ne peuvent pas être nettoyés.

Les valeurs dessous sont données à titre indicatif et de bonne foi et ne peuvent pas être considérés contraignants. L'utilisation du produit doit être évalué selon le résultat attendu. Toute responsabilité est déclinée pour un usage inadéquat. De légères différences de coloris sont possibles entre lots différents.

	NORME	U.M.	LIMITES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX MINIMAUX	VALEURS OBTENUS
PHTALATES	UNI EN ISO 14389: 2014	%	0,1	< 0,06
ARYLAMINES	UNI EN 14362-1: 2012	mg/Kg	≤ 30	NON DETECTABLE
FORMALDEHYDE LIBRE OU PARTIELLEMENT HYDROLYSABLE	UNI EN ISO 14184-1:2011	mg/Kg	≤ 75	< 3
FORMALDEHYDE LIBRE OU PARTIELLEMENT HYDROLYSABLE (pour mobilier scolaire)	UNI EN ISO 14184-1:2011	mg/Kg	≤ 20	< 3
METAUX LOURDS EXTRACTIBLES	UNI EN 16711-2:2015	mg/Kg	ANTIMOINE	≤ 30 NON DETECTABLE
			ARSENIC	≤ 1 NON DETECTABLE
			CADMIUM	≤ 0,1 NON DETECTABLE
			CHROME	≤ 2 NON DETECTABLE
			COBALT	≤ 4 NON DETECTABLE
			CUIVRE	≤ 50 NON DETECTABLE
			PLOMB	≤ 1 NON DETECTABLE
			MERCURE	≤ 0,02 NON DETECTABLE
			NICKEL	≤ 1 NON DETECTABLE

* Les certifications des essais sont disponibles sur demande

OPTIONS GÉNÉRALES

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

Code 120020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.

Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



Code 120060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



OPTIONS SÉRIE BOBATH

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

Code 123010 ROULETTES

Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table.

Ø 75 mm.



Code 123030 PÉDALE DE COMMANDE DOUBLE

Donne la possibilité de régler la hauteur de la table de deux côtés.



Code 120030 BARRIÈRES LATÉRALES

Barrières latérales pour une plus grande sécurité du patient pendant qu'il est sur la table. Elles peuvent être utilisées avec un simple mécanisme manuel.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956