

La table **GIASONE** est conçue pour la thérapie statique en décubitus dorsal avec inclinaison progressive de la surface. La table est dotée de moteur électrique à basse tension. Elle est équipée avec surface rembourrée, réglage postural et accessoires pour le confort du patient. La table est livrée avec 4 roulettes dont 2 sont à freins.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	1
Proclive (réglable électriquement)	0° - 90°
Garde au sol pour lève-personne	15 cm
Largeur	55 cm
Encombre total	70 cm
Longueur	200 cm
Hauteur fixe	50 cm
Charge maximale, uniformément répartie	150 kg
4 roulettes dont 2 à freins	Ø 100 mm
Avec sangles de sécurité	3
Repose pieds indépendants réglables manuellement.	Proclive +10° Déclive -23°
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée actionneur	8000 N
Indice de protection	IP 66
Poids	70 kg

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY


Siège sociale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## MODÈLE TABLE GIASONE

Description	Code
GIASONE avec télécommande manuelle	115044



## SYSTÈMES DE RÉGULATION DE L'INCLINAISON DE LA TABLE

Télécommande manuelle à 24 V pour régler l'inclinaison de la table.  
La télécommande peut être accrochée au châssis de la table.



Lévier de récupération manuelle



### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège sociale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit mousse de polyuréthane  
 Classe réaction au feu 1 IM (la meilleure)  
 Densité rembourrement 30 kg/m3  
 Hauteur rembourrement 40 mm



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITALIE						
Caratteristiche Caractéristiques		Norma	Norme	Unita' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		<b>100% PVC</b>				
Resistenza a trazione	Long. Chaîne	UNI EN ISO 1421		N/5cm	<b>300</b>	minimo minimum
Résistance traction	Trasv. Trame			N/5cm	<b>200</b>	minimo minimum
Allungamento a rottura	Long. Chaîne	UNI EN ISO 1421		%	<b>40</b>	minimo minimum
Résistance allongement	Trasv. Trame			%	<b>145</b>	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione	Long. Chaîne	UNI EN ISO 4674 meth.B		N	<b>20</b>	minimo minimum
Résistance déchirure	Trasv. Trame			N	<b>15</b>	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Tenue couleur frottement		UNI EN ISO 105-X12 : 2003	Secco/ Sec		<b>4</b>	
		Scala dei grigi / Échelle des gris	Umido / Humide		<b>4</b>	
Martindale		EN 13520 : ISO 12947			<b>100.000</b>	
		EN 13520 : ISO 12947				
Classe ignifugo Normes non feu		UNI 9175-CLASSE 1IM	ISO 3795	BS 5852	FMVSS 302	
		UNI EN 1021-1/2		TB 117		
Formaldeide Formaldéhyde				<b>EXEMPT</b>		
Lavaggi Entretien		<b>Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)</b>				

## NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



## FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège sociale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS GÉNÉRALES

### **Code 120020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS**

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.

Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



### **Code 120060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS**

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



### **FISIOTECH SRL**

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège sociale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS POUR TABLE GIASONE SÉRIE TILT

### Code 125020 TABLETTE DE TRAVAIL URANO

La tablette de travail peut être utilisée pendant la verticalisation. La tablette est modelée pour appuyer les avant-bras. Elle peut être réglée en hauteur et profondeur. Dimensions: 630x470x 8 mm



### Code 125040 SANGLE DE SÉCURITÉ REMBOURRÉE

Sangle rembourrée pour un majeur et plus confortable support du patient.



### Code 125050 SANGLE DE SÉCURITÉ HAUTEUR 10 CM

Sangle pour un confortable support du patient.  
Hauteur 10 cm



### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège sociale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956