




Table **GIOVE 3** à trois plans réglable électriquement en hauteur pour kinésithérapie, massage et examen.

Sa structure permet de régler la hauteur sans déport latéral.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	3
Garde au sol	12 cm
Déport latéral	0 cm
Largeur	65 cm
Longueur	200 cm
Charge maximale, uniformément répartie	200 kg
Hauteur	49 – 95 cm
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée vérin	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / déclive tête avec vérin à gaz	+70° –40°
Trou visage avec bouchon	Inclus
Proclive dossier	Électrique ou avec vérin à gaz +20°
Proclive plateau jambier	Avec vérin à gaz +85°
Position de Trendelenburg	+ 20°
Poids	70 kg



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

MODÈLES TABLE GIOVE 3

Description	Code
Giove 3 avec pédale de commande	118041
Giove 3 avec cadre de commande périphérique	118042
Giove 3 hydraulique	118043
Giove 3 avec cadre de commande périphérique en aluminium	118048
Giove 3. Deux moteurs, l'un pour régler le dossier avec télécommande manuelle et l'autre pour régler la hauteur avec pédale de commande	118045
Giove 3. Deux moteurs, l'un pour régler le dossier avec télécommande manuelle et l'autre pour régler la hauteur avec cadre de commande périphérique	118047
Giove 3. Deux moteurs, l'un pour régler le dossier avec télécommande manuelle et l'autre pour régler la hauteur avec cadre de commande périphérique en aluminium	118049

SYSTÈMES DE RÉGULATION DA LA HAUTEUR



Giove 3 avec pédale de commande 24 V



Giove 3 avec cadre de commande périphérique



Giove 3 avec cadre de commande périphérique en aluminium



Giove 3 hydraulique

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m ³
Hauteur rembourrement	40 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITALIE					
Caratteristiche Caractéristiques	Norma	Norme	Unità Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		100% PVC			
Resistenza a trazione ----- Résistance traction	Long. Chaine ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum ----- minimo minimum
Allungamento a rottura ----- Résistance allongement	Long. Chaine ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum ----- minimo minimum
Resistenza alla lacerazione ----- Résistance déchirure	Long. Chaine ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum ----- minimo minimum
Solidità allo sfregamento Tenue couleur frottement		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Échelle des gris	Secco/ Sec ----- Umido / Humide	4	----- 4
Martindale		EN 13520 : ISO 12947 ----- EN 13520 : ISO 12947		100.000	
Classe ignifugo Normes non feu		UNI 9175-CLASSE 1IM ----- UNI EN 1021-1/2	ISO 3795 ----- TB 117	BS 5852 ----- FMVSS 302	
Formaldeide Formaldéhyde			EXEMPT		
Lavaggi Entretien	Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)				

NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS GÉNÉRALES

Code 120020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.

Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



Code 120040 HOUSSE

Housse éponge avec bordure élastique, peut être utilisée sur toutes les tables à examen et traitement de largeur de 65 cm.

Lavable, coloris bleu.



Code 120060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS SÉRIE TOP

Code 128010 SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN

Structure en métal à placer sur le côté des pieds.



Code 128020 ROULETTES

Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table.

Ø 75 mm.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956