


Table **GIOVE 4** à quatre plans réglable électriquement en hauteur pour kinésithérapie, massage et examen.

Sa structure permet de régler la hauteur sans déport latéral.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	4
Garde au sol	12 cm
Déport latéral	0 cm
Largeur	65 cm
Longueur	200 cm
Charge maximale, uniformément répartie	200 kg
Hauteur	49 – 95 cm
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée vérin	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / déclive tête avec vérin à gaz	+70° –40°
Accoudoirs réglables	manuellement
Trou visage avec bouchon	inclus
Poids	70 kg



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

MODÈLES TABLE GIOVE 4

Description	Code
Giove 4 avec pédale de commande	118031
Giove 4 avec cadre de commande périphérique	118032
Giove 4 hydraulique	118033
Giove 4 avec cadre de commande périphérique en aluminium	118038

SYSTÈMES DE RÉGULATION DA LA HAUTEUR



Giove 4 avec pédale de commande 24 V



Giove 4 avec cadre de commande périphérique



Giove 4 avec cadre de commande périphérique en aluminium



Giove 4 hydraulique

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m ³
Hauteur rembourrement	40 mm




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITALIE					
Caratteristiche Caractéristiques	Norma	Norme	Unità Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		100% PVC			
Resistenza a trazione ----- Résistance traction	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum ----- minimo minimum
Allungamento a rottura ----- Résistance allongement	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum ----- minimo minimum
Resistenza alla lacerazione ----- Résistance déchirure	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum ----- minimo minimum
Solidità allo sfregamento Tenue couleur frottement		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Échelle des gris	Secco/ Sec ----- Umido / Humide	4	----- 4
Martindale		EN 13520 : ISO 12947 ----- EN 13520 : ISO 12947		100.000	
Classe ignifugo Normes non feu		UNI 9175-CLASSE 1IM ----- UNI EN 1021-1/2	ISO 3795 ----- TB 117	BS 5852 ----- FMVSS 302	
Formaldeide Formaldéhyde			EXEMPT		
Lavaggi Entretien	Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)				

NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS GÉNÉRALES

Code 120020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.


Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



Code 120040 HOUSSE

Housse éponge avec bordure élastique, peut être utilisée sur toutes les tables à examen et traitement de largeur de 65 cm.

Lavable, coloris bleu.



Code 120060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS SÉRIE TOP

Code 128010 SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN
Structure en métal à placer sur le côté des pieds.



Code 128020 ROULETTES
Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table.
Ø 75 mm.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956