




Table **GIOVE 5** à cinq plans réglable électriquement en hauteur pour kinésithérapie, massage et examen.

Sa structure permet de régler la hauteur sans déport latéral.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	5
Garde au sol	12 cm
Déport latéral	0 cm
Largeur	65 cm
Longueur	200 cm
Charge maximale, uniformément répartie	200 kg
Hauteur	49 – 95 cm
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée vérin	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / déclive tête avec vérin à gaz	+70° –40°
Accoudoirs réglables	manuellement
Trou visage avec bouchon	inclus
Proclive dossier	<b>Électrique ou avec vérin à gaz +20°</b>
Proclive plateau jambier	Avec vérin à gaz +85°
Position de Trendelenburg	+ 20°
Poids	70 kg



### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## MODÈLES TABLE GIOVE 5

Description	Code
Giove 5 avec pédale de commande	118051
Giove 5 avec cadre de commande périphérique	118052
Giove 5 hydraulique	118053
Giove 5 avec cadre de commande périphérique en aluminium	118058
Giove 5. Deux moteurs, l'un pour régler le dossier avec télécommande manuelle et l'autre pour régler la hauteur avec pédale de commande	118055
Giove 5. Deux moteurs, l'un pour régler le dossier avec télécommande manuelle et l'autre pour régler la hauteur avec cadre de commande périphérique	118057
Giove 5. Deux moteurs, l'un pour régler le dossier avec télécommande manuelle et l'autre pour régler la hauteur avec cadre de commande périphérique en aluminium	118059

## SYSTÈMES DE RÉGULATION DA LA HAUTEUR



Giove 5 avec pédale de commande 24 V



Giove 5 avec cadre de commande périphérique



Giove 5 avec cadre de commande périphérique en aluminium



Giove 5 hydraulique

### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit mousse de polyuréthane  
 Classe réaction au feu 1 IM (la meilleure)  
 Densité rembourrement 30 kg/m<sup>3</sup>  
 Hauteur rembourrement 40 mm



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITALIE					
Caratteristiche Caractéristiques	Norma	Norme	Unita' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		<b>100% PVC</b>			
Resistenza a trazione ----- Résistance traction	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	N/5cm	<b>300</b>	minimo minimum
Allungamento a rottura ----- Résistance allongement	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	%	<b>40</b>	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione ----- Résistance déchirure	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	<b>20</b>	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Tenue couleur frottement		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Échelle des gris	Secco/ Sec ----- Umido / Humide	<b>4</b>	----- <b>4</b>
Martindale		EN 13520 : ISO 12947 ----- EN 13520 : ISO 12947		<b>100.000</b>	
Classe ignifugo Normes non feu		UNI 9175-CLASSE 1IM ----- UNI EN 1021-1/2	ISO 3795 ----- TB 117	BS 5852 ----- FMVSS 302	
Formaldeide Formaldéhyde			<b>EXEMPT</b>		
Lavaggi Entretien	<b>Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)</b>				

## NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



## FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS GÉNÉRALES

### **Code 120020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS**

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.


Structure en métal époxy, facile à déplacer.

Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



### **Code 120040 HOUSSE**

Housse éponge avec bordure élastique, peut être utilisée sur toutes les tables à examen et traitement de largeur de 65 cm. Lavable, coloris bleu.



### **Code 120060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS**

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



## **FISIOTECH SRL**

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS SÉRIE TOP

### **Code 128010 SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN**

Structure en métal à placer sur le côté des pieds.



### **Code 128020 ROULETTES**

Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table.

Ø 75 mm.



### **FISIOTECH SRL**

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956