


Table **IRIDE** à huit plans réglable en hauteur électriquement ou hydrauliquement pour kinésithérapie, massage et examen.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	8
Déport latéral	17 cm
Largeur	65 ou 80 cm
Longueur	190 cm
Charge maximale, uniformément répartie	200 kg
Hauteur	45 - 90 cm
Proclive dossier	Avec vérin à gaz +20°
Proclive plateaux jambiers	Avec vérin à gaz +40° -52°
Position de Trendelenburg	+ 20°
Accoudoirs réglables	Manuellement
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée vérin	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / déclive tête avec vérin à gaz	+60° - 20°
Trou visage avec bouchon	Inclus
Poids	70 kg



### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## MODELLI LETTINO IRIDE

Description	Code
Iride avec pédale de commande	111111
Iride avec cadre de commande périphérique	111112
Iride hydraulique	111113
Iride LARGE avec pédale de commande	111121
Iride LARGE avec cadre de commande périphérique	111122
Iride LARGE hydraulique	111123

## SYSTÈMES DE RÉGULATION DA LA HAUTEUR

Iride avec pédale de commande 24 V

Iride avec cadre de commande périphérique



Iride hydraulique



### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m <sup>3</sup>
Hauteur rembourrement	40 mm



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE

Origine ITALIA / Origine ITAUE

Caratteristiche Caractéristiques	Norma	Norme	Unita' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		<b>100% PVC</b>			
Resistenza a trazione ----- Résistance traction	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	N/Scm	<b>300</b>	minimo minimum
Allungamento a rottura ----- Résistance allongement	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	%	<b>40</b>	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione ----- Résistance déchirure	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	<b>20</b>	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Tenue couleur frottement		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Échelle des gris	Secco/ Sec Umido / Humide	<b>4</b>	
Martindale		EN 13520 : ISO 12947 EN 13520 : ISO 12947		<b>100.000</b>	
Classe ignifugo Normes non feu		UNI 9175-CLASSE 1IM UNI EN 1021-1/2	ISO 3795 TB 117	BS 5852 FMVSS 302	
Formaldeide Formaldéhyde			<b>EXEMPT</b>		
Lavaggi Entretien	<b>Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)</b>				



## NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



## FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS GÉNÉRALES

### **Code 120020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS**

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.

Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm




### **Code 120040 HOUSSE**

Housse éponge avec bordure élastique, peut être utilisée sur toutes les tables à examen et traitement de largeur de 65 cm. Lavable, coloris bleu.

### **Code 120050 HOUSSE**

Housse éponge avec bordure élastique, peut être utilisée sur toutes les tables à examen et traitement de largeur de 80 cm. Lavable, coloris bleu.



### **Code 120060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS**

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



## **FISIOTECH SRL**

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)


Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS SÉRIE PROFESSIONAL

### Code 121010 ROULETTES

Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table.

Ø 60 mm.



### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956