




La table **NIKE** est une table utilisée par les professionnels du secteur de la rééducation et du massage pour l'examen et le traitement de Rééducation Posturale.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	5
Déport latéral	17 cm
Largeur	65 cm
Longueur	200 cm
Charge maximale, uniformément répartie	200 kg
Hauteur réglable électriquement ou hydrauliquement	45 - 90 cm
Proclive dossier	avec vérin à gaz +20°
Proclive plateau jambier	avec vérin à gaz +75°
Position de Trendelenburg	+ 20°
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée vérin	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / déclive tête avec vérin à gaz	+60° - 20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Accoudoirs coulissants et pivotants	180°
Poids	70 kg



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

MODÈLES TABLE NIKE

Description	Code
NIKE avec pédale de commande	117051
NIKE avec cadre de commande périphérique	117052
NIKE hydraulique	117053

SYSTÈMES DE RÉGULATION DA LA HAUTEUR

NIKE avec pédale de commande 24 V



NIKE avec cadre de commande périphérique



NIKE hydraulique



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m ³
Hauteur rembourrement	40 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITAUE

Caratteristiche Caractéristiques	Norma	Norme	Unita' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		100% PVC			
Resistenza a trazione ----- Résistance traction	Long. Chaine ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	N/Scm	300	minimo minimum
Allungamento a rottura ----- Résistance allongement	Long. Chaine ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione ----- Résistance déchirure	Long. Chaine ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Tenue couleur frottement		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Échelle des gris	Secco / Sec	4	
			Umido / Humide	4	
Martindale		EN 13520 : ISO 12947	100.000		
			EN 13520 : ISO 12947		
Classe ignifugo Normes non feu	UNI 9175-CLASSE 1IM ISO 3795 UNI EN 1021-1/2		BS 5852 TB 117	FMVSS 302	
Formaldeide Formaldéhyde			EXEMPT		
Lavaggi Entretien	Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)				

NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS GÉNÉRALES

Code 120020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.

Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



Code 120060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS POUR TABLE NIKE SÉRIE POSTURAL

Code 120010 SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN


Structure en métal à placer sur le côté des pieds.



Code 121010 ROULETTES

Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table.

Ø 60 mm.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956