

La table **PEGASO** est conçue pour la thérapie statique en décubitus dorsal avec inclinaison progressive de la surface. La table est dotée de moteur électrique à basse tension. Elle est équipée avec 4 roulettes escamotables, sangles de sécurité et tablette de travail.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	2
Proclive (réglable électriquement)	0° - 90°
Garde au sol pour lève-personne	15 cm
Largeur	55 cm
Encombre total	70 cm
Longueur	200 cm
Hauteur réglable avec télécommande manuelle	55 – 100 cm
Charge maximale, uniformément répartie	150 kg
Avec 4 roulettes escamotables	Ø 60 mm
Avec sangles de sécurité	3
Avec tablette de travail modelée pour appuyer les avant-bras. Réglable en hauteur et profondeur. Dimensions 630x470x8 mm	1
Repose pieds indépendants avec vérin à gaz. Proclive / déclive	+10° / -23°
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée actionneur	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / déclive tête avec vérin à gaz	+60° / -20°
Trou visage avec bouchon	Inclus
Poids	70 kg

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE


Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## MODÈLE TABLE PEGASO

Description	Code
PEGASO avec télécommande manuelle	115014



## SYSTÈMES DE RÉGULATION DE L'INCLINAISON ET DE LA HAUTEUR DE LA TABLE

Télécommande manuelle à 24 V pour régler la hauteur et l'inclinaison de la table.

La télécommande peut être accrochée au châssis de la table.



### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit mousse de polyuréthane  
 Classe réaction au feu 1 IM (la meilleure)  
 Densité rembourrement 30 kg/m<sup>3</sup>  
 Hauteur rembourrement 40 mm



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITALIE					
Caratteristiche Caractéristiques	Norma	Norme	Unita' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		<b>100% PVC</b>			
Resistenza a trazione ----- Résistance traction	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	N/5cm	<b>300</b>	minimo minimum
Allungamento a rottura ----- Résistance allongement	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 1421	%	<b>40</b>	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione ----- Résistance déchirure	Long. Chaîne ----- Trasv. Trame	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	<b>20</b>	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Tenue couleur frottement		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Échelle des gris	Secco/ Sec ----- Umido / Humide	<b>4</b>	----- <b>4</b>
Martindale		EN 13520 : ISO 12947 ----- EN 13520 : ISO 12947		<b>100.000</b>	
Classe ignifugo Normes non feu		UNI 9175-CLASSE 1IM ----- UNI EN 1021-1/2	ISO 3795 ----- TB 117	BS 5852 ----- FMVSS 302	
Formaldeide Formaldéhyde			<b>EXEMPT</b>		
Lavaggi Entretien	<b>Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)</b>				

## NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



## FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS GÉNÉRALES

### **Code 120020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS**

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.

Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



### **Code 120060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS**

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



### **FISIOTECH SRL**

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS POUR TABLE PEGASO SÉRIE TILT

### **Code 125040 SANGLE DE SÉCURITÉ REMBOURRÉE**

Sangle rembourrée pour un majeur et plus confortable support du patient.



### **Code 125050 SANGLE DE SÉCURITÉ HAUTEUR 10 CM**

Sangle pour un confortable support du patient.  
Hauteur 10 cm.



### **FISIOTECH SRL**

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956