

La table **ULISSE** est conçue pour la thérapie statique en décubitus dorsal avec inclinaison progressive de la surface. La table est dotée de moteur électrique à basse tension. Elle est équipée avec 4 roulettes dont 2 à freins, sangles de sécurité, tablette de travail et supports axillaires.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	4
Proclive (réglable électriquement)	0° - 90°
Levier de récupération manuelle	inclus
Garde au sol pour lève-personne	15 cm
Déport latéral	0 cm
Largeur	65 cm
Encombre total	70 cm
Longueur	200 cm
Hauteur réglable avec télécommande manuelle	54 – 96 cm
Charge maximale, uniformément répartie	150 kg
Avec 4 roulettes dont 2 à freins	Ø 125 mm
Avec sangles de sécurité	5
Repose pieds indépendants réglables manuellement.	+15° -20°
Proclive / déclive	
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée actionneur	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / déclive tête avec vérin à gaz	+30° -80°
Trou visage avec bouchon	inclus
Poids	70 kg

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE


Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

MODÈLE TABLE ULISSE

Description	Code
ULISSE avec télécommande manuelle	115064



SYSTÈMES DE RÉGULATION DE L'INCLINAISON ET DE LA HAUTEUR DE LA TABLE

Télécommande manuelle à 24 V pour régler la hauteur et l'inclinaison de la table.

La télécommande peut être accrochée au châssis de la table.



Levier de récupération manuelle



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit mousse de polyuréthane
 Classe réaction au feu 1 IM (la meilleure)
 Densité rembourrement 30 kg/m3
 Hauteur rembourrement 40 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITAUE					
Caratteristiche Caractéristiques		Norma Norme	Unita' Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		100% PVC			
Resistenza a trazione	Long. Chaine	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
Résistance traction	Trasv. Trame		N/5cm	200	minimo minimum
Allungamento a rottura	Long. Chaine	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
Résistance allongement	Trasv. Trame		%	145	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione	Long. Chaine	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
Résistance déchirure	Trasv. Trame		N	15	minimo minimum
Solidità allo sfregamento	UNI EN ISO 105-X12 : 2003		Secco/ Sec	4	
Tenue couleur frottement	Scala dei grigi / Échelle des gris		Umido / Humide	4	
Martindale	EN 13520 : ISO 12947			100.000	
	EN 13520 : ISO 12947				
Classe ignifugo Normes non feu	UNI 9175-CLASSE 1IM		ISO 3795	BS 5852	FMVSS 302
	UNI EN 1021-1/2			TB 117	
Formaldeide Formaldéhyde			EXEMPT		
Lavaggi Entretien	Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)				

NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS GÉNÉRALES

Code 120020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.

Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



Code 120060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS POUR TABLE ULISSE SÉRIE TILT


Code 125060 TABLETTE DE TRAVAIL

La tablette de travail peut être utilisée pendant la verticalisation. La tablette est modelée pour appuyer les avant-bras. Elle peut être réglée en hauteur et profondeur. Dimensions : 630x470x 8 mm



Code 125030 SUPPORTS AXILLAIRES

Supports axillaires réglables en hauteur, largeur et profondeur.
(2 pièces)



Code 125040 SANGLE DE SÉCURITÉ REMBOURRÉE

Sangle rembourrée pour un majeur et plus confortable support du patient.



Code 125050 SANGLE DE SÉCURITÉ HAUTEUR 10 CM

Sangle pour un confortable support du patient.
Hauteur 10 cm



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956