

Tabouret pivotant avec 5 pieds avec base noire. Hauteur réglable avec vérin à gaz. Siège rembourré et sellerie en simili cuir non-feu. Coloris assortis. Disponibles avec roulettes ou embouts.



MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles	Hauteur	Diamètre base	Diamètre assise	Charge maximale	Code
Avec roulettes	40 – 55 cm	60 cm	35 cm	120 kg	162011
Sans roulettes avec embouts	40 – 55 cm	60 cm	35 cm	120 kg	162012

Tabouret pivotant avec 5 pieds avec base chromée. Hauteur réglable avec vérin à gaz. Siège rembourré et sellerie en simili cuir non-feu. Coloris assortis. Disponibles avec roulettes ou embouts.



MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles	Hauteur	Diamètre base	Diamètre assise	Charge maximale	Code
Avec roulettes	40 – 55 cm	60 cm	35 cm	120 kg	162013
Sans roulettes avec embouts	40 – 55 cm	60 cm	35 cm	120 kg	162014

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto Poliuretano espanso
 Classe reazione al fuoco 1 IM
 Densità imbottitura 30 kg/m³
 Altezza imbottitura 40 mm



CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO



Origine ITALIA / Origin ITALY					
Caratteristiche Properties		Norma Norm	Unita' Units	Valori Values	Tolleranza Allowance
Composizione spalmatura / Coating composition		100% PVC			
Resistenza a trazione Tensile resistance	Long. Trasv. Across	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
			N/5cm	200	minimo minimum
Allungamento a rottura Ultimate elongation	Long. Trasv. Across	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
			%	145	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	Long. Trasv. Across	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
			N	15	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12 : 2003		Secco/Dry	4	
	Scala dei grigi / Grey scale		Umido/Wet	4	
Martindale	EN 13520 : ISO 12947		100.000		
	EN 13520 : ISO 12947				
Classe ignifugo Flame retardant norms	UNI 9175-CLASSE 1IM		ISO 3795	BS 5852	FMVSS 302
			UNI EN 1021-1/2	TB 117	
Formaldeide Formaldehyde			ESENTE		
Lavaggi Washability	Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap				

COLORI RIVESTIMENTO

Al momento dell'ordine specificare il colore dell'imbottitura.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956