

Vélo d'appartement magnétique à accès facilité pour entraînement maison. Idéal pour le rétablissement des muscles des membres inférieurs grâce à la possibilité de régler manuellement la résistance et de voir constamment les détails les plus importants de l'entraînement.



Particulier guidon



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code article	181010
Système de freinage	Magnétique
Réglage de la résistance	8 niveaux résistance manuelle
Roue d'inertie	7 kg
Écran	1 écran lcd
Fonctions	Temps, vitesse, distance, calories, fréquence cardiaque, compteur kilométrique
Programmes	Non
Fréquence cardiaque	Capteurs sur le guidon
Guidon	Ergonomique, multiforme, réglable
Selle	Réglable en horizontal et en vertical
Poids max utilisateur	120 kg
Poids net	26,5 kg
Poids brut	29,5 kg
Dimensions	88 x 50 x 132 cm (LxlxH)
Dimensions carton	90 x 26 x 64 cm (LxlxH)
Roulettes de déplacement	Oui
Certifications	CE, ROHS, EN957

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956