

Vélo d'appartement électromagnétique pour entraînement maison. Ce vélo, aussi nommé cycloergomètre, est idéal pour le rétablissement des muscles des membres inférieurs grâce à la possibilité de régler manuellement la résistance et de voir constamment les détails les plus importants de l'entraînement.



Particulier guidon



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code produit	181020
Système de freinage	Electromagnétique alimentation 8V
Réglage de la résistance	16 niveaux résistance électrique
Roue d'inertie	10 kg
Écran	1 écran à couleurs rétro éclairé LCD
Fonctions	Temps, vitesse, distance, calories, RPM, diagramme programmes, niveau effort, watt
Programmes	Manuel - 10 préconçus (16 niveaux)
Fréquence cardiaque	Capteurs sur le guidon + récepteur sans fil
Ceinture cardio	En option
Guidon	Ergonomique, multiforme, réglable
Selle	Compression progressive, réglable en horizontal et en vertical
Poids max utilisateur	120 kg
Poids net	28 kg
Poids brut	33 kg
Dimensions	103 x 52 x 135 cm (LxlxH)
Dimensions carton	86 x 32 x 64,5 cm (LxlxH)
Roulettes de déplacement	Oui
Certifications	CE, ROHS, EN957 CE

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956