

Vélo d'appartement magnétique semi allongé pour entraînement maison. Idéal pour le rétablissement des muscles des membres inférieurs grâce à la possibilité de régler manuellement la résistance et de voir constamment les détails les plus importants de l'entraînement. L'utilisateur a une position plus confortable que dans les vélos d'appartement classiques.



Particulier guidon



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code produit	181030
Système de freinage	Magnétique
Réglage de la résistance	8 niveaux résistance manuelle
Roue d'inertie	12 kg
Écran	1 écran LCD
Fonctions	Temps, vitesse, distance, calories, fréquence cardiaque, compteur kilométrique
Fréquence cardiaque	Pulsations mains
Ceinture cardio	En option
Guidon	Ergonomique, antidérapant
Siège	Haute résistance, réglable en horizontal
Pédalier	3 pièces
Poids max utilisateur	150 kg
Poids net	49,5 kg
Poids brut	57,6 kg
Dimensions	178 x 72,5 x 128 cm (lxwxh)
Dimensions carton	109 x 44 x 70,5 cm (lxwxh)
Roulettes de déplacement	Oui
Certifications	CE, ROHS

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956