




Le miroir a un film adhésif tramé de sécurité.  
Si le miroir se casse, les fragments restent collés au film de sécurité.

Les miroirs avec le film de sécurité sont collés à un panneau de polystyrène avec un panneau de MDF blanc.

Les éléments sont soutenus par un châssis en aluminium.

Les miroirs peuvent être fixés au mur ou placés sur un guéridon amovible et réglable en inclinaison.

Dimensions rectangles : 10 x 5 cm



## MODELLI E DATI TECNICI

Code	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
143010	Sérigraphié	200 cm	100 cm	4 mm	30 kg
143020	Lisse	200 cm	100 cm	4 mm	30 kg
143030	Sérigraphié	170 cm	100 cm	4 mm	30 kg
143040	Lisse	170 cm	100 cm	4 mm	30 kg

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS

Code	Description	
143500	<b>Guéridon</b> pour miroir amovible et réglable en inclinaison dimensions 200.	
143510	<b>Guéridon</b> pour miroir amovible et réglable en inclinaison dimensions 170.	

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956