



## OPTIONALS

### Codice 134030 TASTIERA MOBILE DI PROGRAMMAZIONE

Grazie al display grafico-cognitivo, permette la completa e semplice programmazione della apparecchiatura. È dotata di simboli grafici autoesplicativi.




### Codice 134040 CARRELLO PER INTERNO

Semplice e funzionale, è dotato di appoggi per il Fisiotek in materiale antiscivolo e di mensola di servizio.



### Codice 134050 PROLUNGA PER ARTI MINORI DI 72 CM

Questo accessorio può essere montato solo sui modelli FISIOTEK 3000 TS. Consente la riabilitazione di un arto che abbia una lunghezza compresa fra 61 e 72 cm per una escursione da 0° a 110°. Utilizzando lo stesso accessorio è possibile raggiungere i 135° di flessione di un arto lungo da 72 a 100 cm.



## FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale:** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956