


Fisiotek LT è un'apparecchiatura dedicata alla riabilitazione passiva della spalla. Utilizzato per recuperare, in modo passivo, il movimento articolare sia per patologie chirurgiche che non chirurgiche. Altezza dell'apparecchio regolabile.



MODELLO	CODICE
Fisiotek LT	134060

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elevazione in flessione
Elevazione in abduzione
Rotazione interna-esterna
Velocità
Range di movimento

FISIOTEK LT

0° ÷ 180°
Completo range fisiologico
90° ÷ 0° ÷ 90°
2% sec ÷ 4,5%/sec
Rapida regolazione elettromeccanica dei limiti

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS

**Codice 134070 SUPPORTO BRACCIO PER
MOVIMENTO DI ROTAZIONE**



Codice 134080 KIT BATTERIE



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956