

Il Movin' Sit è un cuscino dinamico gonfiabile che attiva i muscoli del tronco sostenendo la colonna vertebrale. La forma è studiata per offrire una postura più corretta, agevolando la ricerca di una posizione pelvica equilibrata. Il movimento e il beneficio offerto sono molto simili a quelli offerti dalla palla. Prodotto Medical Device di Classe I. Colore Blu.



MODELLI – DIMENSIONI DATI TECNICI

L	P	h	Peso raccomandato	Capacità di carico testata	Codice
36 cm	36 cm	7 cm	120 kg	200 kg	147141

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956