

**Carrello multifunzione in acciaio inox 18/10 con due ripiani.  
Dotato di 2 maniglioni di spinta e completo di 4 ruote girevoli.  
Disponibile con o senza cassetti.**



## MODELLI E DATI TECNICI

Modelli	Larghezza	Profondità	Altezza	Ø ruote	Codice
Senza cassetti	82 cm	52 cm	82 cm	125 mm	164101
Con 2 cassetti orizzontali	82 cm	52 cm	82 cm	125 mm	164111

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale:** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956