



Composto da una base rigida e una cupola morbida color verde removibile dalla base e gonfiabile secondo le esigenze individuali. Può essere utilizzato per diversi tipi di allenamento, dal fitness alla riabilitazione post traumatica per ginocchia e caviglie.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice prodotto	133171
Colore base	Grigio
Colore disco morbido gonfiabile	Verde
Dimensioni base	Ø 47 cm
Dimensioni disco morbido gonfiabile	Ø 40 cm
Peso raccomandato	120 kg
Capacità di carico testata	200 kg

OPTIONAL

Codice	Descrizione	
141160	Pompa ad ago munita di prolunga flessibile la quale evita in fase di gonfiaggio eventuali danni alla valvola del prodotto. Capacità: 2 x 75 cc Lunghezza: 20,5 cm	
141161	Pompa manuale per gonfiare palle di medie e grandi dimensioni	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956