


Cuscini a cuneo di forma triangolare di varie dimensioni. Interno in espanso densità 30 Kg/m³ ignifugo classe 1IM. Rivestimento in similpelle lavabile ed ignifuga classe 1IM e ad alta resistenza.

Il cuscino è dotato di chiusura a cerniera ed è sfoderabile. Colori assortiti. In caso di abbinamento ad un lettino da visita o terapia è possibile scegliere lo stesso colore di tappezzeria



MODELLI – DIMENSIONI DATI TECNICI

L	P	H	Codice
35 cm	35 cm	10 cm	145402
25 cm	25 cm	10 cm	145403
45 cm	60 cm	15 cm	145404
60 cm	60 cm	15 cm	145405
60 cm	60 cm	30 cm	145406
45 cm	45 cm	15 cm	145408

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	30 kg/m ³
Altezza imbottitura	40 mm




CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO



Origine ITALIA / Origin ITALY					
Caratteristiche Properties		Norma Norm	Unita' Units	Valori Values	Tolleranza Allowance
Composizione spalmatura / Coating composition		100% PVC			
Resistenza a trazione Tensile resistance	Long. Long. Trasv. Across	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
Allungamento a rottura Ultimate elongation	Long. Long. Trasv. Across	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	Long. Long. Trasv. Across	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12 : 2003		Secco/Dry	4	
	Scala dei grigi / Grey scale		Umido/Wet	4	
Martindale	EN 13520 : ISO 12947		100.000		
	EN 13520 : ISO 12947				
Classe ignifugo Flame retardant norms	UNI 9175-CLASSE 1IM		ISO 3795	BS 5852	FMVSS 302
Formaldeide Formaldehyde			ESENTE		
Lavaggi Washability	Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap				

COLORI RIVESTIMENTO

Al momento dell'ordine specificare il colore del rivestimento.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956