

Deambulatore pieghevole grande con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno. Deambulatore completo del kit appoggi ascellari regolabili in altezza.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEAMBULATORE CODICE 172110

Regolazione altezza	78-95 cm
Regolazione altezza ascellari	112-145 cm
Lunghezza	72 cm
Larghezza	55 cm
Dimensioni ruote	8 cm
Portata massima	150 kg

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956