

Ideale per esercizi di equilibrio e step. Il disco Dome è composto da una base rigida e da un disco morbido color arancio che può essere utilizzato anche singolarmente per chi vuole sperimentare esercizi di equilibrio più performanti.



Nella confezione è incluso un libretto con alcuni esercizi esemplificativi.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice prodotto	133201
Colore base	Grigio
Colore disco morbido gonfiabile	Arancio
Dimensioni base	Ø 60 cm
Dimensioni disco morbido gonfiabile	Ø 55 cm
Peso raccomandato	120 kg
Capacità di carico testata	200 kg

OPTIONAL

Codice	Descrizione	
141160	Pompa ad ago munita di prolunga flessibile la quale evita in fase di gonfiaggio eventuali danni alla valvola del prodotto. Capacità: 2 x 75 cc Lunghezza: 20,5 cm	
141161	Pompa manuale per gonfiare palle di medie e grandi dimensioni	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956