

Dispositivo per le trazioni cervicali a colonna regolabile in altezza. Carico di lavoro variabile completo di fune, archetto per mentoniera, mentoniera in similpelle e portadischi.

Unità di trazione non in dotazione



MODELLI - DIMENSIONI

Modello	Larghezza base	Lunghezza base	Altezza regolabile	Codice
Con portapesi	62 cm	62 cm	Da 150 a 225 cm	136012
Per unità trazione	62 cm	62 cm	Da 150 a 225 cm	136013

FISIOTECH SRL


Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONAL

Codice	Descrizione	
136021	Mentoniera in testa di moro	
136041	Dischi in ghisa da 1 kg. Peso max consentito 8 kg.	
136052	Cavigliera con gancio	
136031	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 0,5	
136032	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 1	
136033	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 2	
136034	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 3	
136035	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 4	
136036	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 5	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956