


Codice 135020

L'ercolina doppia è un dispositivo utile per l'esecuzione di molteplici esercizi di rinforzo e resistenza muscolare sia per arti superiori che per inferiori. E' un dispositivo che deve essere ancorato a parete composta da due ercoline laterali a doppio rinvio e da un piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1IM colore Blu.




Completa di maniglie, carrucole e moschettone.

Gli esercizi si possono eseguire in postura eretta o seduta, e con carichi variabili limitati mediante l'impiego di pesi.

Inoltre è possibile regolare e bloccare le pulegge in qualunque posizione intermedia lungo tutta l'altezza della struttura.



CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALE IN DOTAZIONE

Altezza	185 cm	
Larghezza	102 cm	
Profondità	28 cm	
Maniglie	2	
Carrucola	4	
Moschettone	2	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONAL

Codice	Descrizione	
136041	Dischi in ghisa da 1 kg. Peso max consentito 8 kg per lato.	
136052	Cavigliera con gancio	
137116	Gancio a "S"	
136031	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 0,5	
136032	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 1	
136033	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 2	
136034	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 3	
136035	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 4	
136036	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 5	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956