

Codice 135010

L'ercolina singola è un dispositivo utile per l'esecuzione di molteplici esercizi di rinforzo e resistenza muscolare sia per arti superiori che per inferiori. E' un dispositivo che deve essere ancorato a parete. Struttura in acciaio verniciato unica stazione a doppio rinvio a corda.




Completa di maniglia, carrucole e moschettone.

Gli esercizi si possono eseguire in postura eretta o seduta, e con carichi variabili limitati mediante l'impiego di pesi.

Inoltre è possibile regolare e bloccare le pulegge in qualunque posizione intermedia lungo tutta l'altezza della struttura.



CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALE IN DOTAZIONE

| | | |
|-------------|--------|---|
| Altezza | 195 cm | |
| Larghezza | 30 cm | |
| Profondità | 28 cm | |
| Maniglie | 1 |  |
| Carrucola | 2 |  |
| Moschettone | 1 |  |

FISIOTECH SRL





Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONAL

| Codice | Descrizione | |
|--------|---|--|
| 136041 | Dischi in ghisa da 1 kg. Peso max consentito 8 kg. |  |
| 136052 | Cavigliera con gancio |  |
| 137116 | Gancio a "S" |  |
| 136031 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 0,5 |  |
| 136032 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 1 | |
| 136033 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 2 | |
| 136034 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 3 | |
| 136035 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 4 | |
| 136036 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 5 | |

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956